

# Profesjonalne produkty do mycia i dezynfekcji

  
**SAIKO**<sup>®</sup>  
- med

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ  
MAKSYMALNA OCHRONA

## SAIKOZID **BESTSELLER**

**szybki, skuteczny i bezpieczny alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji wszelkich powierzchni oraz akcesoriów.**

### Zastosowanie:

- polecany do dezynfekcji małych powierzchni, sprzętu medycznego: łóżek i foteli zabiegowych, aparatury medycznej, kosmetycznej, operacyjnej, oraz sprzętu rehabilitacyjnego jak również akcesoriów kosmetycznych i fryzjerskich
- polecany do dezynfekcji wszelkich akcesoriów oraz końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz łyżek protetycznych i wycisków silikonowych
- Świetnie nadaje się do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością jak deski, lodówki, blaty itd
- idealny do stosowania w gabinetach masażu, centrach spa oraz klubach fitness

### Cechy produktu:

- działa już w 15 sek. na grzyby i 30 sek. na bakterie, prątki gruźlicy, wirusy (w tym Rota, Noro)
- nie pozostawia smug i zacieków
- ma przyjemny świeży zapach
- nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanej powierzchni

### Spektrum działania:

bakterie (w tym MRSA, grzyby (C. albicans), grzyby (Aspergillus niger), prątki (M. terrae), prątki (M. avium), wirusy – pełne działanie wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro w tym wirusy otoczkowe HAV, HBV, HCV, HIV, Herpesviridae)

### Skład:

72 g etanol, 8 g propan-2-ol



**NOWA GENERACJA**

[www.saiko-med.pl](http://www.saiko-med.pl)  
[biuro@saiko-med.pl](mailto:biuro@saiko-med.pl)

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ  
MAKSYMALNA OCHRONA

  
**SAIKO**<sup>®</sup>  
- med

# SAIKOHAND **BESTSELLER**

alkoholowy preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.

## Zastosowanie:

- Saiko Hand służy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji nieuszkodzonej i nie zmienionej chorobowo skóry
- może być stosowany w szpitalach, przychodniach medycznych, gabinetach masażu, klubach fitness, gabinetach Beauty, szkołach i przedszkolach

## Cechy produktu:

- higieniczna i chirurgiczna dezynfekcja rąk i skóry
- nie powoduje wysuszenia skóry
- natychmiastowe działanie
- przedłużone działanie bakteriobójcze
- przebadany dermatologicznie
- przyjemny zapach
- starannie dobrana kompozycja składników zapewnia pielęgnacyjny wpływ na naskórek
- nie pozostawia uczucia lepkości, bardzo dobrze odtłuszcza skórę
- oparty na etanolu charakteryzującym się wysoką skutecznością biobójczą i niską toksycznością
- bez zawartości chlorheksydy, barwników, konserwantów
- ograniczenie do minimum możliwości wystąpienia reakcji alergicznych
- pH odpowiednie dla skóry, neutralny dla skóry

## Skład:

Produkt biobójczy, zawiera substancje czynne: etanol 72g /100 g produktu

## Spektrum działania:

bakterie (w tym MRSA), grzyby (C. albicans), *pergillus brasiliensis* - i.e. zarodniki czarnej pleśni)  
prątki (M. terrae), prątki (M. avium), wirusy – pełne działanie wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro,  
w tym wirusy otoczkowe HAV, HBV, HCV, HIV, Herpesviridae)



**NOWA GENERACJA**

[www.saiko-med.pl](http://www.saiko-med.pl)  
[biuro@saiko-med.pl](mailto:biuro@saiko-med.pl)

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ  
MAKSYMALNA OCHRONA

  
**SAIKO**<sup>®</sup>  
- med

# SAIKODRILL

BESTSELLER

gotowy do użycia medyczny preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji narzędzi.

## Zastosowanie:

- Płyn gotowy do użycia, przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji narzędzi w tym rotacyjnych takich jak wiertła i frezy, akcesoriów fryzjerskich i kosmetycznych poprzez zanurzenie.
- Może być stosowany w wannach do dezynfekcji oraz myjkach ultradźwiękowych. Produkt odpowiedni do przedmiotów wykonanych ze wszystkich stopów metali.

## Cechy produktu:

- posiada inhibitory korozji
- cechuje się wysoką tolerancją materiałową
- krótki czas działania - już po 60 sekundach
- nadaje się do myjek ultradźwiękowych
- gotowy do użycia

## Skład:

Produkt biobójczy, zawiera substancje czynne: 0,4 g/kg chlorku didecyldimetyloamoniowego (DDAC) i 1,2 g/kg etanolu.

## Spektrum działania:

bakterie (w tym MRSA), grzyby (*C. albicans*), grzyby (*Aspergillus niger*), grzyby (*C. albicans*), grzyby (*Aspergillus niger*)



NOWA GENERACJA

[www.saiko-med.pl](http://www.saiko-med.pl)  
[biuro@saiko-med.pl](mailto:biuro@saiko-med.pl)

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ  
MAKSYMALNA OCHRONA

  
**SAIKO**<sup>®</sup>  
- med

# SAIKOFOAM **BESTSELLER**

gotowy do użycia preparat w postaci płynu z możliwością spienienia, do mycia i dezynfekcji powierzchni.

#### Zastosowanie:

- Saiko Foam może być stosowany w obszarze medycznym, kosmetycznym, spożywczym, instytucjonalnym oraz w gospodarstwach domowych.

#### Cechy produktu:

- bezalkoholowa, gotowa do użycia pianka do dezynfekcji powierzchni
- odpowiednia dla stosowania do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu
- działa już od 1 min. na bakterie, grzyby, wirusy
- butelka wyposażona w DUO spryskiwacz - można stosować jako piankę lub mgiełkę
- bardzo dobra tolerancja materiałowa (tworzywa sztuczne, gumy, materiały obiciowe, szkło akrylowe, metal,)
- świeży zapach
- szeroki obszar zastosowania (medyczny, kosmetyczny, instytucjonalny, gospodarstwa domowe)
- działanie od 1 min na bakterie oraz drożdżaki
- do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością
- możliwość użytkowania na oddziałach noworodkowych (inkubatory) i pediatrycznych

#### Spektrum działania:

bakterie (w tym MRSA), grzyby (C. albicans), grzyby (Aspergillus niger), grzyby (C. albicans)  
grzyby (Aspergillus niger)

#### Skład:

Produkt biobójczy, zawiera substancje czynne: 0,4 g/100 g chlorku didecyldi- metyloamonu (DDAC) i 1,2 g/100 g etanolu.



[www.saiko-med.pl](http://www.saiko-med.pl)  
[biuro@saiko-med.pl](mailto:biuro@saiko-med.pl)